

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2023
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-23.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji

Wpisane w kolumnie:

1	A: jedna pozycja: płytka do zespolenia kości						
2	B: 100 szt.						
3	C: Wskaźnik nr 2						
4	D: Wskaźnik nr 6						
5	E: $A_0 \geq 6000$ (nie wpisane A_0 minimum 6000)						

Rezultat 2: Karta procesów sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	A: Płytki do zespolenia kości, Proteza kości czaszki Codubix						
2	B: dla Płytki do zespolenia kości - 48 szt.; dla Protezy kości czaszki Codubix - 10 szt.						
3	C: dla Płytki do zespolenia kości - Temp. 134°C, Czas 5,3 minut; dla Protezy kości czaszki Codubix - Temp. 121°C, Czas 20 minut						
4	D: dwa razy Wskaźnik nr 9						
5	E: dla Płytki do zespolenia kości - Wskaźnik nr 7; dla Protezy kości czaszki Codubix - Wskaźnik nr 3						
6	F: dla Płytki do zespolenia kości - Wskaźnik nr 5; dla Protezy kości czaszki Codubix - Wskaźnik nr 4						

Rezultat 3: Etykieta roztworu środka dezynfekcyjnego

Wpisane w wierszu:

1	Nazwa środka dezynfekcyjnego: Aniosyme X3						
2	Spektrum działania środka (symbole literowe drobnoustrojów): B, Tbc, F, V						
3	Stężenie roztworu: 0,5%						
4	Czas dezynfekcji: 5 minut						
5	Skład roztworu - objętość wody (ml): 1990 ml						
6	Skład roztworu - objętość koncentratu środka dezynfekcyjnego (ml): 10 ml						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a oraz przygotowanie 2 litrów roztworu środka myjąco-dezynfekującego Aniosyme X3

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. Zadanie wykonuje w obecności Egzaminatora

Zdający:

1	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii, wykonał 6 etapów dezynfekcji powtarzając każdy etap minimum 5 krotnie						
2	założył środki ochrony indywidualnej: czepek, maseczkę, gogle/przyłbicę, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						
3	wlał do wanienki 1990 ml wody wodociągowej						
4	następnie wlał do wanienki dezynfekcyjnej 10 ml koncentratu						
5	zamieszał przygotowany roztwór przy użyciu mieszadła lub miarki						

Przebieg 2: Wykonanie dezynfekcji, czyszczenia i przygotowania do zapakowania narzędzi do chwytania tkanek

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. *Zdający wykonuje w obecności Egzaminatora*

Zdający:

1	wybrał z zestawu dwa narzędzia: pęsetę anatomiczną oraz kleszczyki Pean						
2	następnie pęsetę oraz otwarte kleszczyki Pean zanurzył w przygotowanym roztworze, położył na wanience pokrywę <i>Egzaminator informuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu dezynfekcji wynoszącego 5 minut.</i>						
3	odsączył narzędzia z roztworu przy użyciu sita, wyczyścił je szczoteczką						
4	wypłukał narzędzia wodą demineralizowaną i odłożył na tacę narzędziową						
5	wylał roztwór środka dezynfekcyjnego z wanienki dezynfekcyjnej oraz wypłukał wanienkę, sito i pokrywę pod wodą, następnie osuszył wszystkie elementy i zdezynfekował przy użyciu chusteczek dezynfekujących						
6	uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił rozlanej wody na blacie stołu, zdezynfekował osuszony blat						
7	następnie zdjął środki ochrony indywidualnej i wyrzucił do pojemnika na odpady z czerwonym workiem						
8	zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a						
9	po zdjęciu środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji rąk przełożył narzędzia na stanowisko kontroli narzędzi i osuszył je bezpyłowym ręcznikiem						
10	następnie wykonał kolejno: kontrolę czystości obu narzędzi, konserwację kleszczyków Pean - nanosząc środek konserwujący wyłącznie w miejscu jego złącza/przegubu oraz wykonując ruchy otwierania i zamykania kleszczyków Pean, czynności te wykonywał w założonym czepku zakrywającym wszystkie włosy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis