

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-24.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji

Wpisane w kolumnie:

1	A: jedna pozycja: Drut Kirschnera						
2	B: 100 szt.						
3	D: 3000						
4	E: TAK						

Rezultat 2: Karta procesów sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	A: Drut Kirschnera, Proteza kości czaszki Codubix						
2	B: dla Drutu Kirschnera - 50 lub 50 szt; dla Protezy kości czaszki Codubix - 10 lub 10 szt.						
3	C: dla Drutu Kirschnera - 134°C, 7 minut; dla Protezy kości czaszki Codubix - 121°C, 20 minut						
4	D: jeden raz Wskaźnik nr 7						
5	E: dwa razy Wskaźnik nr 4						
6	F: dwa razy Wskaźnik nr 5						

Rezultat 3: Etykieta roztworu środka dezynfekcyjnego

Wpisane w wierszu:

1	Nazwa środka dezynfekcyjnego: Viruzyme PCD						
2	Spektrum działania środka (symbole literowe drobnoustrojów): B, Tbc, F, V (i/lub HIV,HBV,HCV)						
3	Stężenie roztworu: 0,5%						
4	Czas dezynfekcji: 5 minut						
5	Skład roztworu - objętość wody (ml): 2985 lub 2985 ml						
6	Skład roztworu - objętość koncentratu środka dezynfekcyjnego (ml): 15 lub 15 ml						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowania 3 litrów roztworu środka dezynfekcyjnego Viruzyme PCD

Zdający zgłosi przez podniesienie ręki. Zadanie wykona w obecności egzaminatora.

Zdający:

1	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii, wykonał 6 etapów dezynfekcji powtarzając każdy etap minimum 5 krotnie, w jednym z etapów wykonał obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie zmienił ręce						
2	po dezynfekcji rąk założył środki ochrony indywidualnej: czepek, масечkę, okulary ochronne/przyłbicę, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						
3	wlał do wanienki 2985 ml wody wodociągowej						
4	dodał do wody w wanience dezynfekcyjnej 15 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego						
5	zamieszał przygotowany roztwór przy użyciu mieszadła lub miarki						

Przebieg 2: Wykonanie dezynfekcji i mycia narzędzi przegubowych

Kontynuacja oceny przez Egzaminatora.

Zdający:

1	wybrał z narzędzi znajdujących się na stanowisku: nożyczki chirurgiczne, kleszczyki Pean, kleszczyki Kocher oraz odgryzacz kostny wieloprzegubowy, następnie otwarte narzędzia zanurzył w przygotowanym roztworze, <i>zamknął wanienkę pokrywą, odczekał czas dezynfekcji 5 minut</i> <i>Egzaminator informuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu dezynfekcji wynoszącego 5 minut.</i>						
2	doczyścił powierzchnie wszystkich narzędzi szczoteczką						
3	wypłukał narzędzia wodą demineralizowaną						
4	osuszył narzędzia ręcznikiem papierowym niepylącym i odłożył na tacę narzędziową						
5	wylał roztwór środka dezynfekcyjnego z wanienki dezynfekcyjnej oraz wypłukał wanienkę, sito, pokrywę pod wodą, następnie osuszył wszystkie elementy						
6	uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił rozlanej wody na blacie stołu, zdezynfekował blat						
7	zdzjął środki ochrony indywidualnej i wyrzucił do pojemnika na odpady medyczne z czerwonym workiem						
8	zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a						

Numer
stanowiska

Przebieg 3: Przygotowanie do sterylizacji odgryzacza kostnego wieloprzegubowego

Kontynuacja oceny przez Egzaminatora.

Zdający:

1	zdezynfekował blat chusteczką dezynfekcyjną - przed rozpoczęciem przygotowania do sterylizacji odgryzacza kostnego wieloprzegubowego						
2	wykonał kontrolę wzrokową czystości odgryzacza kostnego wieloprzegubowego						
3	naniósł preparat konserwujący na każdy z przegubów odgryzacza, rozprowadził preparat zamykając i otwierając narzędzie kilkukrotnie						
4	zapakował odgryzacz kostny wieloprzegubowy w rękaw papierowo-foliowy, do pakietu włożył wskaźnik chemiczny typ 6						
5	umieścił narzędzie częścią chwytą zgodnie z nadrukowanym na barierze sterylnej kierunkiem otwierania pakietu						
6	opisał pakiet markerem na folii rękawa papierowo-foliowego, poza przestrzenią pakowania: data sterylizacji DS (dd-mm-rrrr) i data ważności DW (dd-mm-rrrr) - DW określił na miesiąc po dacie egzaminu +/- 2 dni						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis