

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-24.01-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **03**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

 Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

 Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień
Miesiąc
Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji manualnej

Wpisane w kolumnie:

1	A: nożyczki chirurgiczne, pęseta anatomiczna, kleszczyki Kocher						
2	B: w każdym wierszu: 1						
3	C: Nazwa preparatu: Virusolve+EDS, Stężenie roztworu: 2,5%., Czas dezynfekcji: 10 min., Ilość koncentratu: 50 ml, Ilość wody: 1950 ml						
4	D: Nr 6/6						

Rezultat 2: Karta sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	C: podwójny rękaw papierowo-foliowy/dwie warstwy rękawa papierowo-foliowego						
2	D: Nazwa wskaźnika: do określonych procedur badawczych; Typ 2						
3	E: Nazwa wskaźnika: zintegrowany; Typ 5						
4	F: Nazwa wskaźnika: emulacyjny; Typ 6						
5	G: Spory bakterii: wstawiony znak x wyłącznie przy <i>Geobacillus stearothermophilus</i>						

Rezultat 3: Protokół wydania narzędzi po sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	C: Torebka ochronna zamykana						
2	D: Miejsce bezpośredniego przechowywania pakietów- zamknięta szafa, Lokalizacja miejsca - pokój zabiegowy						
3	E: 730 pkt						
4	F: dwa lata od daty egzaminu w układzie dd-mm-rrrr +/- 2 dni						

Przebieg 1: Przebieg wykonania dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, dezynfekcji manualnej narzędzi

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. Zadanie wykonuje w obecności Egzaminatora.

Zdający:

1	naniósł środek dezynfekcyjny na suchą dłoń/dłonie, wykonał ruch pocierania wewnętrznej powierzchni dłoni o dłoń minimum 5 razy, wykonał ruch: dłoń na dłoni, palce splecione, przesuwając palce jednej dłoni między palcami drugiej dłoni aż do zagłębień międzypalcowych, wykonał ruch pocierania grzbietowej powierzchni zgiętych palców jednej dłoni pod zgiętymi palcami drugiej dłoni - minimum 5 powtórzeń 						
2	zastosował wymagane w procedurze środki ochrony osobistej: fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, czepek chirurgiczny, maseczkę chirurgiczną, okulary ochronne/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe						
3	wlał do wanienki dezynfekcyjnej 1950 ml wody, a następnie odmierzył i wlał 50 ml preparatu Virusolve+EDS, zamieszał sporządzony roztwór roboczy						
4	umieścił w roztworze roboczym i całkowicie zanurzył: pęsetę anatomiczną, otwarte: nożyczki chirurgiczne i kleszczyki Kocher. Po zanurzeniu narzędzi szczelnie przykrył wanienkę dezynfekcyjną pokrywą <i>Uwaga. Czas dezynfekcji wynosi 10 minut. Na potrzeby egzaminu Egzaminator ma możliwość skrócenia czasu dezynfekcji.</i>						
5	doczyścił narzędzia szczoteczką, wyjął z roztworu dezynfekcyjnego i opłukał wodą demineralizowaną						
6	wylał roztwór roboczy z wanienki dezynfekcyjnej, opłukał i osuszył papierowym ręcznikiem wanienkę, sito i pokrywę, następnie zdezynfekował wanienkę, sito i pokrywę chusteczkami dezynfekcyjnymi						
7	uporządkował stanowisko pracy, zdezynfekował suchy blat roboczy, zdjął środki ochrony indywidualnej, odpady umieścił w koszu z czerwonym workiem, zdezynfekował ręce						

Zdający:

1	przy użyciu lampy ze szkłem powiększającym wizualnie sprawdził czystość zdezynfekowanych narzędzi						
2	naniósł olej konserwujący na przeguby: nożyczek chirurgicznych i kleszczyków Kocher, wykonał kilkakrotnie ruch otwierania i zamykania obu narzędzi						
3	po konserwacji przeprowadził test funkcyjny nożyczek wykonując minimum trzy niezależne cięcia na kompresie gazowym, nożyczki chirurgiczne zabezpieczył osłonką papierową/rękawem papierowo-foliowym/kompresem gazowym						
4	suche zdezynfekowane narzędzia: każde z 3 szt. narzędzi osobno zapakował w pierwszą warstwę rękawa papierowo-foliowego						
5	w każdym pakiecie część chwytka narzędzia skierowana jest zgodnie z kierunkiem bezpiecznego/aseptycznego otwarcia pakietu, do każdego pakietu włożył wskaźnik chemiczny typu 5						
6	przed wykonaniem pakietu wykonał test funkcyjny zgrzewarki						
7	zgrzał wszystkie pakiety zachowując mankiet o szerokości minimum 2 cm do aseptycznego otwarcia pakietu						
8	wykonane pakiety, każdy osobno, umieścił w drugiej warstwie opakowania papierowo-foliowego, nie zawijając pierwszej warstwy, kierując uchwyty narzędzi w stronę otwierania pakietu oraz pozostawiając mankiet o szerokości minimum 2 cm do aseptycznego otwarcia pakietu						
9	zgrzane pakiety ułożył pionowo w koszu sterylizacyjnym zachowując zasadę papier do papieru, folia do folii						
10	wykonał pakiet, w którym umieścił wskaźnik chemiczny emulacyjny typ 6 i wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis