

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**

Symbol kwalifikacji: **MED.12**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut

MED.12-02-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Na stanowisku egzaminacyjnym znajdują się cztery pakiety: Zestaw zabiegowy i trzy pakiety narzędzi chirurgicznych. Zapoznaj się z opisem tych pakietów i zakwalifikuj je do ekspedycji lub podejmij działania naprawcze. Uzupełnij dokumentację zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Opis pakietów:

- Zestaw zabiegowy zawierający kleszczyki Kocher, kleszczyki Pean, odgryzacz kostny jednoprzegubowy oraz pęsetę chirurgiczną, zapakowany w kontener sterylizacyjny. Kontener jest uszkodzony i nie posiada plomb zabezpieczających.
- Pakiet z nożyczkami chirurgicznymi zapakowany w rękaw papierowo-foliowy. Pakiet jest uszkodzony, brak osłonki na ostrej części narzędzia.
- Pakiet z wziernikiem nosowym i szpatułką metalową zapakowany w podwójną warstwę rękawa papierowo-foliowego. Pakiet jest po terminie przydatności do użycia.
- Pakiet z pęsetą anatomiczną zapakowany w rękaw papierowo-foliowy. Pakiet ma aktualny termin przydatności do użycia, brak uszkodzeń.

Uwaga. W przypadku konieczności przepakowania pakietu zastosuj tę samą barierę sterylną. W sytuacji braku bariery wielorazowej zastosuj papier krepowany z warstwą transportową w kolorze zielonym.

Przeprowadź kontrolę Zestawu zabiegowego oraz każdego pakietu i zapisz swoje uwagi w *Protokole wydania materiału sterylnego*.

Przed wykonaniem zadania zdezynfekuj chusteczkami dezynfekcyjnymi blat stanowiska egzaminacyjnego.

W przypadku pakietów, których bariery sterylne są uszkodzone lub przeterminowane, przeprowadź procedurę ponownego przygotowania ich zawartości do procesu sterylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przyjmij, że narzędzia zostały już poddane procedurze mycia i dezynfekcji.

Do kontroli pakietów zapakowanych w rękaw papierowo-foliowy zastosuj wskaźniki reagujące na dwa lub więcej parametrów krytycznych procesu, w pozostałych pakietach zastosuj wskaźnik reagujący na wszystkie krytyczne parametry procesu sterylizacji.

Opisz nowe pakiety markerem wodoodpornym według wzoru: data sterylizacji DS (dd-mm-rrrr), data ważności DW (dd-mm-rrrr). Datę ważności ustal na 6 miesięcy od daty sterylizacji.

Opisane pakiety ułóż w koszu sterylizacyjnym.

Uwaga. Gotowość do wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, testu funkcyjnego zgrzewarki, przygotowania narzędzi chirurgicznych do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, pakowania Zestawu zabiegowego oraz narzędzi chirurgicznych zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody wykonaj te czynności w obecności Egzaminatora.

Wypełnij *Kartę sterylizacji* dla nowych pakietów.

Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Do wypełnienia dokumentów przyjmij datę egzaminu.

Po wykonaniu zadania pakiety pozostaw w koszu sterylizacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, a arkusz egzaminacyjny na stoliku do wypełniania dokumentacji.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

- protokół wydania materiału sterylnego,
- karta sterylizacji,
- pakiet z Zestawem zabiegowym,
- pakiet z nożyczkami chirurgicznymi,
- pakiet z wziernikiem nosowym i szpatułką metalową

oraz

przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, testu funkcyjnego zgrzewarki, przygotowania narzędzi chirurgicznych do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, pakowania Zestawu zabiegowego oraz narzędzi chirurgicznych.

Protokół wydania materiału sterylnego
(dd-mm-rrrr)

Lp.	Zawartość zestawu/pakietu	Stan przed podjęciem działań ¹	Podjęte działania ²	Podpis
	A	B	C	
1.	Zestaw zabiegowy			XZ
2.	Pakiet z nożyczkami chirurgicznymi			XZ
3.	Pakiet z wżernikiem nosowym i szpatułką metalową			XZ
4.	Pakiet z pęsetą anatomiczną			XZ

¹ wpisz właściwe sformułowania, wybrane spośród podanych: - uszkodzenie opakowania sterylizacyjnego, - brak uszkodzeń opakowania sterylizacyjnego, - brak plomb zabezpieczających, - brak osłonki na ostre części narzędzia, - pakiet po terminie przydatności do użycia, - pakiet z aktualnym terminem przydatności do użycia

² opisz podjęte działania, np. nałożono osłonkę zabezpieczającą części ostre narzędzi, zapakowano w kontener, wydano użytkownikowi lub brak działań

Karta sterylizacji
(dd-mm-rrrr)

Lp.	Nazwa zestawu/ zawartość pakietu A	Rodzaj bariery sterylnej B	Metoda sterylizacji C	Parametry procesu sterylizacji D	Kontrola chemiczna procesu		Kontrola biologiczna procesu F
					Kontrola pakietu E	Kontrola wsadu	
1.				Temp 134 °C, Czas min., Ciśnienie.....atm.	Nazwa wskaźnika: Typ	  	Wskaźnik zawierający spory*: ☐ <i>Bacillus atrophaeus</i> ☐ <i>Bacillus pumilus</i> ☐ <i>Geobacillus stearothermophilus</i>
2.					Nazwa wskaźnika: Typ		
3.					Nazwa wskaźnika: Typ		

* zaznacz X w kratce przy wybranej odpowiedzi