

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-26.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **03**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji

Wpisane w kolumnie:

1	A sprzęt anestezjologiczny: 6, 7, 10						
2	A narzędzia małoinwazyjne: 2, 3, 8						
3	A narzędzia lite: 1, 4, 5, 9						
4	B sprzęt anestezjologiczny: 3						
5	B narzędzia małoinwazyjne: 2						
6	B narzędzia lite: 1						
7	C sprzęt anestezjologiczny: 5 lub 4; D sprzęt anestezjologiczny: 3						
8	C narzędzia małoinwazyjne: 5; D narzędzia małoinwazyjne: 8						
9	C narzędzia lite: 4; D narzędzia lite: 8						

Rezultat 2: Karta sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	C dla narzędzi małoinwazyjnych i narzędzi litych: Nr: 2; Typ: 4; Nazwa: wskaźnik wieloparametrowy						
2	D dla narzędzi małoinwazyjnych i narzędzi litych: Nr: 10; Typ: 6; Nazwa: wskaźnik emulacyjny						
3	E dla narzędzi małoinwazyjnych, narzędzi litych i sprzętu anestezjologicznego: zaznaczono 2x w kwadracie przy <i>Geobacillus stearothermophilus</i>						
4	C dla sprzętu anestezjologicznego: Nr: 2; Typ: 4; Nazwa: wskaźnik wieloparametrowy						
5	D dla sprzętu anestezjologicznego: Nr: 6; Typ: 2; Nazwa: wskaźnik do procedur badawczych						

Rezultat 3: Etykieta I, Etykieta II

Wpisane:

1	Etykieta I: Nazwa zestawu - Zestaw ortopedyczny diagnostyczny; Użytkownik - Oddział Ortopedyczny						
2	Etykieta I: Data sterylizacji pakietu - data egzaminu (dd-mm-rrrr); Data ważności pakietu (dd-mm-rrrr) - data 1 rok po dacie egzaminu +/- 2 dni						
3	Etykieta II: Nazwa zestawu - Zestaw chirurgiczny; Użytkownik - Oddział Ratunkowy						
4	Etykieta II: Data sterylizacji pakietu - data egzaminu (dd-mm-rrrr); Data ważności pakietu (dd-mm-rrrr) - data 6 miesięcy po dacie egzaminu +/- 2 dni						

Rezultat 4: Pakiet z Zestawem ortopedycznym diagnostycznym

W celu oceny R.4.1-4.6 należy otworzyć pakiet

1	Pakiet wykonany jest z dwóch niezależnych warstw bariery sterylnej: wewnętrznej warstwy z papieru krepowanego oraz zewnętrznej z rękawa papierowo-foliowego						
2	Zgrzewy rękawa papierowo-foliowego są ciągłe na całej szerokości, bez kanałów, pęcherzyków powietrza i rys						
3	Odległość pomiędzy końcem pakietu, a zgrzewem od strony otwarcia wynosi co najmniej 2 cm						
4	Narzędzia wewnątrz pakietu ułożone są na tacy, uchwyty wszystkich narzędzi skierowane są w tym samym kierunku						
5	Wewnątrz pakietu znajdują się: hak chirurgiczny Farabeuf, pęseta chirurgiczna, pęseta anatomiczna, łyżka kostna, odgryzacz kostny jednoprzegubowy						
6	Wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny typu 5						

Rezultat 5: Pakiet z Zestawem chirurgicznym

W celu oceny R.5.1-5.8 należy otworzyć pakiet

1	Pakiet wykonany jest z jednej warstwy rękawa papierowo-foliowego						
2	Zgrzewy rękawa papierowo-foliowego są ciągłe na całej szerokości, bez kanałów, pęcherzyków powietrza i rys						
3	Odległość pomiędzy końcem pakietu, a zgrzewem od strony otwarcia wynosi co najmniej 2 cm						
4	Na pakiecie nie ma plam po preparacie konserwującym						
5	Wewnątrz pakietu znajdują się: igłotrzymacz, uchwyt do skalpela, kleszczyki Pean, kleszczyki Kocher, nożyczki chirurgiczne						
6	Nożyczki chirurgiczne są zabezpieczone osłonką						
7	Uchwyty wszystkich narzędzi skierowane są w kierunku otwierania pakietu						
8	Wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny typu 4						

Przebieg 1: Wykonanie dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i przygotowanie narzędzi do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim włosy						
2	przed przystąpieniem do pracy wykonał higieniczną dezynfekcję rąk techniką Ayliffe'a, wykonując 6 etapów, każdy powtarzając co najmniej 5-krotnie						
3	wybrał z narzędzi znajdujących się na stanowisku: igłotrzymacz, łyżkę kostną, kleszczyki Pean, kleszczyki Kocher, uchwyt do skalpela, pęsetę anatomiczną, pęsetę chirurgiczną, nożyczki chirurgiczne, odgryzacz kostny jednoprzegubowy, hak chirurgiczny Farabeuf						
4	sprawił pod lampą z lupą czystość wybranych narzędzi						
5	naniósł olej konserwujący tylko na złącza narzędzi: igłotrzymacza, kleszczyków Pean, kleszczyków Kocher, nożyczek chirurgicznych, odgryzacza kostnego jednoprzegubowego						
6	wykonał ruchy zamykania i otwierania narzędzi po konserwacji: igłotrzymacza, kleszczyków Pean, kleszczyków Kocher, nożyczek chirurgicznych, odgryzacza kostnego jednoprzegubowego						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Pakowanie Zestawu ortopedycznego diagnostycznego i Zestawu chirurgicznego

Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.

Uwaga do oceny kryteriów P.2.3 i P.2.4 Egzaminator może posłużyć się ilustracjami znajdującymi się na końcu zasad oceniania
Zdający:

1	rozłożył na blacie stołu arkusz papieru krepowanego						
2	umieścił Zestaw ortopedyczny diagnostyczny zawierający tacę z narzędziami: hakiem chirurgicznym Farabeuf, pęsetą chirurgiczną, pęsetą anatomiczną, łyżką kostną, odgryzaczem kostnym jednoprzegubowym na środku arkusza papieru krepowanego, równolegle do brzegów arkusza						
3	zapakował Zestaw ortopedyczny diagnostyczny metodą równoległą, brzegi papieru krepowanego odwinął na zewnątrz, jak na ilustracji 1						
4	założył na brzegach papier krepowany, jak na ilustracji 2						
5	tacę narzędziową z Zestawem ortopedycznym diagnostycznym zapakowaną w arkusz papieru krepowanego umieścił w rękawie papierowo-foliowym						
6	zapakował Zestaw chirurgiczny zawierający narzędzia: igłotrzymacz, uchwyt do skalpela, kleszczyki Pean, kleszczyki Kocher, nożyczki chirurgiczne w rękaw papierowo-foliowy						
7	zamknął narzędzia przegubowe na pierwszy ząbek lub pozostawił otwarte: kleszczyki Pean, kleszczyki Kocher, igłotrzymacz						
8	zamknął pakiet z Zestawem chirurgicznym zgrzewem						
9	uporządkował stanowisko pracy, wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do pakowania narzędzi za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej						
10	zjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady, następnie zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Ilustracja 1



Ilustracja 2

