CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut. MED.01-02-23.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2023
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2020

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas zabiegu zacementowania korony porcelanowej na podbudowie metalowej.

Przygotuj 2 litry 2% roztworu preparatu dezynfekcyjnego DDN 9 w wanience dezynfekcyjnej do narzędzi dużych oraz w osobnym pojemniku dowolny płyn do dezynfekcji narzędzi obrotowych. Uzupełnij druk *Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych.* Do sporządzenia roztworu wykorzystaj *Ulotkę koncentratu preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych* zamieszczoną w arkuszu.

***UWAGA** - Gotowość do przygotowania preparatów dezynfekcyjnych zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora wykonaj czynności.*

Uwzględniając *Polecenia lekarza dentysty*, informacje zawarte w *Ulotce cementu glassjonomerowego Ketac Cem Radiopaque oraz Karcie pacjenta* przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty do planowanego zabiegu. Skompletuj niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej.

***UWAGA** - Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś do oceny przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora przygotuj cement glassjonomerowy do zacementowania korony.*

Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie materiały i narzędzia traktuj jako zakaźne. Po upływie czasu dezynfekcji narzędzia duże i kątnicę turbinową przygotuj do sterylizacji. Zestaw diagnostyczny zapakuj w jedną torebkę papierowo-foliową, a pozostałe narzędzia pojedynczo.

***UWAGA** - Gotowość do przygotowania narzędzi do sterylizacji zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora wykonaj zadanie, gotowe pakiety pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.*

Wypełnij Kartę pacjenta i zamieszczony w niej diagram zębowy oraz *metryczki na odpady medyczne*. Arkusz pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Podpisuj się jako Melania Stokrotka. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu. Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy,
- Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych,
- Karta pacjenta,
- metryczki na odpady medyczne,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

oraz

przebieg przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych i gotowego płynu do dezynfekcji narzędzi obrotowych, cementu glassjonomerowego Ketac Cem Radiopaque oraz narzędzi do sterylizacji.

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

Ulotka koncentratu preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych

DDN 9
PREPARAT DEZYNFEKCJI NARZĘDZI METODĄ ZANURZENIOWĄ

Cechy produktu:
rozpuszcza zanieczyszczenia i usuwa biofilm


szerokie spektrum działania: bakterie, drożdżaki i wirusy HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia

naturalne PH roztworu chroniące narzędzia przed korozją i zniszczeniem

Zastosowanie:
Preparat należy stosować po rozcieńczeniu:
0,5% - 5 ml koncentratu na każdy litr wody
1% - 10 ml koncentratu na każdy litr wody
2% - 20 ml koncentratu na każdy litr wody

Wanienkę napełnić wodą z odpowiednią ilością koncentratu, zanurzyć narzędzia i odczekać. Narzędzia umyć, wypłukać i osuszyć.

Czas działania:



Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych

Wpisane ilości składników roztworu dezynfekcyjnego w mililitrach:	
Ilość wody	
Ilość koncentratu	

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

ULOTKA CEMENTU GLASSJONOMEROWEGO

Ketac Cem Radiopaque

Zastosowanie:
- osadzanie stałych uzupełnień protetycznych (koron, wkładów, nakładów mostów) przeznaczony do ręcznego mieszania.

Dozowanie:
- wstrząsnąć butelką, aby spulchnić proszek
- do cementowania zalecany **stosunek wagowy proszku i płynu wynosi 1 miarka proszku na 2 krople płynu**
- miarkę z proszkiem przeciągnąć po plastikowej nakładce w otworze butelki, nie ugniatać proszku
- podczas dozowania płynu butelkę trzymać w pozycji pionowej
- proszek i płyn odmierzyć obok siebie na bloczku do mieszania
- butelki po użyciu starannie zamknąć

Mieszanie: materiał mieszać plastikową szpatułką
- wprowadzać proszek do płynu
- materiał potrzebny do osadzania korony powinien mieć konsystencję gęstej śmietany
- pastę kilkakrotnie rozsmarować do uzyskania jednorodnej konsystencji
- czas mieszania - **1 minuta**
- czas pracy od momentu rozpoczęcia mieszania wynosi **3,5 minuty**
- wiązanie od początku mieszania **7 minut**
- wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas pracy

Polecenia lekarza dentysty

Proszę
- ***uzupełnić diagram w Karcie pacjenta:***
  - *zęby 17, 11, 37 – wypełnienie*
  - *zęby 21, 23 – korona protetyczna*
  - *zęby 26, 28, 36, 46 – brak zęba*
  - *zęby 34÷44 – kamień i osad*

- ***przygotować:***
  - *kątnicę turbinową z wiertłem diamentowym w kształcie walca, nakładacz płaski*
  - *cement glassjonomerowy Ketac Cem Radiopaque do zacementowania korony protetycznej*

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

Poradnia Protetyki Stomatologicznej ProfiDent **ul. Wysoka 15** **51-310 Stryków** **REGON: 276707002** **nr księgi rejestrowej: 1111312346**	**KARTA PACJENTA** Data rejestracji: *18.06.2022 r.*
Nazwisko i imię pacjenta ***Kowal Patrycja***	ADRES ZAMIESZKANIA ***ul. Sosnowa 15*** ***41-200 Sosnowiec***
DATA URODZENIA: *12.06.1970 r.*	Uwagi: *brak*

STAN JAMY USTNEJ
Błona śluzowa – *gładka, bladoróżowa, lśniąca*
Przyzębie – *bez zmian*

DIAGRAM ZĘBOWY

												c			
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

LEGENDA
c - próchnica
w - wypełnienie
v - ząb do ekstrakcji
K - korona
– - brak zęba
~ - kamień, osad

DATA	ZĄB	ROZPOZNANIE	WYKONANE ZABIEGI, BADANIA DODATKOWE, ZALECENIA I INNE	PODPIS
25.05.2023 r.	*25*	*Odłamanie ścianki policzkowej zęba. Ząb po leczeniu endodontycznym.*	*Badanie stomatologiczne. W obrazie RVG ząb po leczeniu endodontycznym. Brak zmian OKW, kanały wypełnione prawidłowo. Zacementowano wkład koronowo-korzeniowy, odbudowano i oszlifowano zęba pod koronę porcelanową. Pobranie wycisku dwuwarstwowego. Kolor A2. Zacementowano koronę tymczasową na fleczerze. Na kolejną wizytę zaplanowano zacementowanie ostateczne korony porcelanowej.*	*Lekarz dentysta Lucyna Kopczyńska*
				Asystentka stomatologiczna …… ……

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

METRYCZKI NA ODPADY MEDYCZNE

METRYCZKA NA ODPADY MEDYCZNE ZAKAŹNE

.....

.....

.....

.....

Kod odpadów: ……..

METRYCZKA NA ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

.....

.....

.....

.....

Kod odpadów: ……..

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl